




IV Accessories  
Extension - Lines



輸液用延長チューブ  
ビオネクター オクトパス  
オクトパス TIVA

## ● ビオネクター オクトパス

- 閉鎖式ニードルレスコネクター ビオネクターが付いていますので、接続されたシリンジなどを取り外しても、カテーテル内に陰圧が起これにくく、カテーテル内への血液の引き込みを低減できます。
- 専用デバイスや金属針を使用せず薬剤の注入が可能です。
- 既存のルアースリップやルアーロックアダプターを接続することができます。
- フラットな形状の接続部は簡単、確実に消毒ができます。

製品コード	規 格	プライミングボリューム	販売単位
841.264	ビオネクター 2 個付 / Y 型チューブ / チューブ長 10cmIV	約 0.57ml	50 個 / 箱
841.232	ビオネクター 2 個付 / Y 型チューブ / チューブ長 3cm / 逆流防止弁 2 個付	約 0.50ml	10 個 / 箱


販売名：ピゴンオクトパス（ビオネクター付）医療機器届出番号：27B1X00117000002

## ● オクトパス TIVA


- 逆流防止弁により、薬液などの逆流を防止することができます。

製品コード	規 格	プライミングボリューム	販売単位
841.361	逆流防止弁 3 個付 / 三股チューブ / チューブ長 10cm	約 0.93ml	10 個 / 箱


販売名：ピゴンオクトパス N 医療機器届出番号：27B1X00117000003



841.264



841.232



841.361

\*チューブ素材はPVCフリーです。