

Closed Needleless I.V. Therapy  
Connectors



閉鎖式ニードルレスコネクター

**Vadsite**


バドサイト




Value Life

## 閉鎖式のニードルレスコネクタです。


- 金属針を使用せず、輸液セットやシリンジなどのルアースリップアダプターやルアーロックアダプターを直接接続できます。  
(針刺し防止)
- 専用のデバイスを必要としないので、接続時の手間と物品管理の煩雑さを軽減します。



接続部は閉鎖状態



接続部は開いた状態




接続部は閉鎖した状態に戻る

## 消毒しやすいフラット形状の接続部と視認性の高いハウジング



ハウジングに透明色を採用していますので、薬液の流れが確認しやすい構造です。

## まっすぐな流路デザイン



接続されたルアーアダプター先端からの流量をそのまま維持することが可能です。  
簡単に、確実にフラッシュすることが可能です。

製品名	製品コード	プライミングボリューム	販売単位
バドサイト	898.03	0.07 ml	25個 / 箱

販売名：バドサイト  
医療機器届出番号：27B1X00117000007

製造販売元

株式会社 ビゴン・ジャパン

大阪市中央区平野町4丁目6番3号 大明ビル5階

Tel. 06-6228-0300

VJAC051000D2013-001



www.vygon.com