

Closed Needleless I.V. Therapy  
Connectors



閉鎖式ニードルレスコネクター

**Autoflush**

ビゴン  
オートフラッシュ




Value Life

## 閉鎖式のニードルレスコネクターです。

- 金属針を必要とせず、輸液セットやシリンジなどのルアースリップアダプターやルアーロックアダプターを直接接続できます。  
(針刺し防止)
- 専用のデバイスを必要としないので、接続時の手間や物品管理の煩雑さを軽減します。


## ポジティブディスプレイメント（陽圧置換方式）

- ビゴン オートフラッシュは、シリンジなどの注入デバイスの接続を外したとき、陽圧がかかるため、カテーテル内への血液の引き込みを防止します。  
陽圧ロック手技を簡単・確実に行うことが可能です。



イメージ図

### 使用例



皮下埋込型ポート用フーバー針留置時の  
陽圧ロック手技などに

製品名	製品コード	プライミングボリューム	フラッシュ液量	販売単位
ビゴン オートフラッシュ	5897.01	0.1 ml	0.03 ml	25個 / 箱

販売名：ビゴン オートフラッシュ  
医療機器届出番号：27B1X00117000012

製造販売元

株式会社 ビゴン・ジャパン

大阪市中央区平野町4丁目6番3号 大明ビル5階

Tel. 06-6228-0300 Fax. 06-6228-0331

VJACAF500B2014-002



www.vygon.com