

NEWBORN  
delivery and neonatal care

ビゴン

周産期・新生児プロダクツ



Value Life

## ディスポーザブルカバー「ユニドレープ」

### ボール保護カバー 枕保護カバー

分娩室でご使用の抱き枕、バランスボール用の（未滅菌）ディスポーザブルカバーです。

ディスポーザブル製品なので、交差感染のリスクの低減に貢献いたします。

枕カバーの洗濯やバランスボールの清拭作業労力の軽減に貢献いたします。

「ユニドレープ」ボール保護カバー及び枕保護カバーはフランス人医師ベルナデット・ド・ガスケ医師がフランスと日本の研修会で推奨している製品です。



※枕保護カバーの装着に推奨される抱き枕はハッピーピロー4Gです。（販売元：株式会社エムシーピー）

製品コード	製品名	規格	販売単位
39.29.01	ユニドレープ	ボール保護カバー	8枚 / 箱
39.29.02	ユニドレープ	枕保護カバー	15枚 / 箱

ボール保護カバー



枕保護カバー



## ビゴン アンビリカル カテーテル PVC

シングルルーメンのアンビリカルカテーテルです。

ビゴン アンビリカル カテーテルは新生児への臍帯静脈または動脈に挿入し、血液の採取、薬液の注入などに使用される血管内留置カテーテルです。豊富なサイズを取り揃えております。

### ルアーロックコネクター


ロックオスコネクターに対応、輸液ラインとの確実な接続が可能です。



X線不透過ライン入りカテーテル

製品コード	サイズ	長さ	素材	販売単位
270.03	3.5Fr	37cm	PVC DEHPフリー	15本 / 箱
270.04	4Fr	37cm	PVC DEHPフリー	15本 / 箱
270.05	5Fr	37cm	PVC DEHPフリー	15本 / 箱
270.06	6Fr	37cm	PVC DEHPフリー	15本 / 箱

販売名：ビゴン アンビリカル カテーテル PVC 医療機器承認番号：22500BZX00213000



先端5cmから1cmごとのマーカーが入っています。


## 閉鎖式ニードルレスコネクター

カテーテル内に陰圧が起きにくい流路デザインの閉鎖式ニードルレスコネクターです。  
コネクター内のまっすぐな流路は簡単確実にフラッシュすることが可能です。

閉鎖式ニードルコネクター付き輸液用延長チューブ

**Bionector® Octopus®**

ピオネクター オクトパス




閉鎖式ニードルレスコネクター

**Bionector S**


ピオネクターS



陰圧が起きにくい  
流路デザイン



まっすぐな流路



### ● ピオネクター オクトパス

製品コード	製品仕様	プライミングボリューム	販売単位
5222.014	ピオネクター1個付 / チューブ長10cm	0.29 mL	50個 / 箱
841.232	ピオネクター2個付 / Y型チューブ / チューブ長3cm / 逆流防止弁2個付	0.50 mL	10個 / 箱

販売名：ピゴン オクトパス(ピオネクター付)

医療機器届出番号：27B1X00117000002

### ● ピオネクターS

製品コード	製品仕様	プライミングボリューム	販売単位
896.23	コネクター単体	0.02 mL	50個 / 箱

販売名：ピオネクターS

医療機器届出番号：27B1X00117000011

## 気管内イントロデューサ&シングルユース駆血帯

気管内挿管用イントロデューサ

**BO<sub>2</sub>UGIE BOUSSIGNAC**

ブジー プシニャック

気管内挿管を補助する単回使用のイントロデューサです。  
付属のコネクターを使用し必要に応じて酸素供給が可能です。  
肺損傷防止目的のサイドホール付き（特許取得済み）



シングルユースタイプ駆血帯

**Vene-K**

ヴィーネ-K

締め過ぎ防止機能付ラテックスフリーの単回使用の駆血帯です。  
ユニークな留め具を採用、結び目を作らずに駆血ができます。



### ● ブジー プシニャック

製品コード	サイズ	カラー	長さ	適用気管内チューブ内径	販売単位
5576.02	10Fr (小児用)	青	60cm	4mm ~ 5.5mm	10本入 / 箱
5576.03	6Fr (新生児用)	赤	50cm	2.5mm ~ 3.5mm	10本入 / 箱

※すべての製品にコネクターが付属しています。

販売名：ピゴン ブジー プシニャック

届出番号：27B1X00117000001

### ● ヴィーネK

製品コード	備考	販売単位
5805.02	小児用 シングルユースタイプ	200本入 / 箱



※改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合があります。ご了承ください。  
※ご使用前に添付文書を必ずお読みください。

製造販売元

**株式会社 ビゴン・ジャパン**

大阪市中央区平野町4丁目6番3号 大明ビル5階

Tel. 06-6228-0300 Fax. 06-6228-0331

VJNEO0500G2015-001



[www.vygon.jp](http://www.vygon.jp)