

# Inflation device

## ビゴン インフレーションデバイス

気泡の確認・除去の容易な  
クリアボディ

30 atm まで測定可能な  
圧カゲージ

取り扱いが容易な  
ロックボタン

各サイズのパルーンに  
対応可能な  
30mL シリンジ

三方活栓

人間工学的デザインの  
T型ハンドル



商品コード	シリンジ容量	最大加圧	付属品	入数
0185NR	30mL	30atm	三方活栓	6本/箱

医療機器届出番号: 27B1X00117000022

製造販売元 **株式会社 ビゴン・ジャパン**

大阪市中央区平野町4丁目6番3号 大明ビル5階  
Tel.06-6228-0300 Fax.06-6228-0331

<http://www.vygon.co.jp/>